

LOYON®

Innovative Keratolyse bei schuppigen Hauterkrankungen



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder an Ihre Apotheke.

Zusammensetzung:

LOYON® enthält (40 %): Dimeticone

Weiterer Bestandteil: Dicaprylyl Carbonat

Packungsgrößen:

LOYON® ist in den Packungsgrößen 15 ml und 50 ml erhältlich.

Anwendungsgebiete:

LOYON® wird angewendet bei schuppigen Hauterkrankungen zur schonenden physikalischen Ablösung von Schuppen und Krusten der Haut, z. B. bei Psoriasis (Schuppenflechte) oder Milchschorf/Kopfgneis.

Wirkprinzip:

LOYON® ist durch seine besonderen Kriecheigenschaften in der Lage, unter Schuppen und Krusten zu dringen und diese von der Haut abzulösen. Durch die schonende physikalische Entfernung der Schuppen und Krusten werden die bei der mechanischen Ablösung häufig auftretenden blutigen Abrisspunkte vermieden.

Gegenanzeigen:

LOYON® darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Bestandteilen nicht angewendet werden. Beim Auftreten eventueller allergischer Reaktionen sollte LOYON® sofort abgesetzt und abgewaschen werden.

LOYON® sollte nicht gleichzeitig mit anderen Pflege- und Kosmetikprodukten angewendet werden, da bisher keine Erfahrungen dazu vorliegen.

Warnhinweise:

LOYON® ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt!

Bei der Anwendung von LOYON® sollten Sie darauf achten, dass die Lösung nicht mit den Augen oder Schleimhäuten in Kontakt kommt und dass der Sprühnebel nicht eingeatmet wird. Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen 10–15 Minuten mit viel Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.

Wird LOYON® versehentlich verschüttet, besteht Rutschgefahr. Entfernen Sie daher die Lösung an diesen Stellen sofort.

Nebenwirkungen:

In seltenen Fällen kann es zu allergischen Reaktionen oder lokalen Reizungen kommen.

Hinweis: Bitte melden Sie alle aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle direkt dem Hersteller über den unten angegebenen Kontakt und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Medizinprodukte, Website: www.bfarm.de

Anwendungshinweise:

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, um eine erfolgreiche Anwendung des Produktes zu gewährleisten. Diese Packung enthält zwei Anwendungshilfen zur individuellen Auswahl – eine Pipette und einen Sprühaufsatz. Der Sprühaufsatz eignet sich insbesondere für die Eigenbehandlung von schwer erreichbaren Körperstellen und für die Behandlung größerer Hautbereiche.

Die Pipette sollte vorzugsweise zur Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern verwendet werden, um den Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten sowie das Einatmen des Sprühnebels zu vermeiden. Darüber hinaus eignet sie sich besonders für die Anwendung auf dem Kopf, da sie ein punktuelles Auftragen auf der Kopfhaut ermöglicht.

Vorbereitung/Aufbewahrung:

Stellen Sie die Flasche auf eine gerade Fläche und legen Sie sich Papiertücher bereit.

Falls Sie den Sprühaufsatz verwenden, entfernen Sie den Schraubverschluss und schrauben stattdessen den Sprühaufsatz sorgfältig auf die Flasche. Diesen können Sie nach Gebrauch dauerhaft aufgeschraubt lassen. Die Flasche sollte in diesem Fall senkrecht gelagert werden.

Falls Sie LOYON® mit der Pipette auftragen, verschließen Sie die Flasche nach der Anwendung wieder mit dem Schraubverschluss.

Nach dem Gebrauch die Pipette sorgfältig ausleeren und mit einem Papiertuch gründlich abwischen.



Typ: Lagern Sie die Pipette bis zur nächsten Anwendung möglichst senkrecht mit der Öffnung nach unten, z. B. in einem Becher oder Glas.

Anwendung von LOYON®:

Die Anwendung von LOYON® erfolgt direkt auf der trockenen Haut.

1. Lösung mit der beigelegten Pipette oder dem Sprühaufsatz auf die betroffenen Stellen auftragen:

Tragen Sie LOYON® entweder mit der beigelegten Pipette tropfenweise auf die betroffenen Stellen auf oder sprühen Sie LOYON® mit dem beigelegten Sprühaufsatz auf. Verteilen Sie die Lösung durch leichtes Einmassieren. Die betroffenen Stellen sollen gut benetzt sein. Überschüssige Lösung kann mit den beigelegten Papiertüchern abgetupft werden.

2. Einwirkzeit:

Lassen Sie die Lösung mindestens für 3 Stunden einwirken. Auch eine längere Einwirkzeit, z. B. über Nacht, stellt kein Problem dar.

3. Abwaschen nach Behandlung:

Nach der Einwirkzeit kann LOYON® mit einem milden Shampoo oder einer Waschlotion abgewaschen werden.

4. Dauer der Anwendung:

Je nach Bedarf und Schweregrad der Erkrankung kann die Behandlung beliebig oft, auch mehrmals täglich oder über einen längeren Zeitraum wiederholt werden. In der Regel reicht eine 1x tägliche Anwendung über 3 bis 7 Tage aus. Falls sich die Symptome trotz Behandlung verschlimmern, sollte spätestens nach einer Woche eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden.

5. Anwendung bei bestimmten Patienten:

LOYON® kann während der Schwangerschaft oder Stillzeit angewendet werden. Außerdem ist LOYON® auch für Patientinnen und Patienten mit eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion geeignet.

Sonstige Hinweise:

Bei Kontakt mit Kleidung oder empfindlichen Oberflächen mit LOYON® kann es zu Fleckenbildung oder zu Veränderungen der Oberflächeneigenschaften kommen. Im Zweifelsfall an unauffälliger Stelle testen.

Aufbewahrungshinweis:

Nicht über 25 °C lagern. LOYON® soll nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Entsorgungshinweis:

Restmengen der Flüssigkeit sollten mit der Flasche im Hausmüll entsorgt werden. Die leere Glasflasche, die Verpackungen aus Papier sowie die Kunststoffteile sollten jeweils dem regionalen Recycling zugeführt werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Wissenswertes zu LOYON®

Mit innovativem Wirkmechanismus gegen Schuppen und Krusten

- LOYON® löst die Schuppen nach einem innovativen, rein physikalischen Wirkprinzip und unabhängig von der zugrundeliegenden Erkrankung. Sie können es deshalb bei verschiedenen schuppigen Hauterkrankungen/-veränderungen wie Psoriasis oder Milchschorf einsetzen.
- Es ist besonders gut verträglich und die Wahrscheinlichkeit, dass Allergien oder Nebenwirkungen auftreten, ist sehr gering, denn LOYON® enthält keine pharmakologisch aktiven Inhaltsstoffe oder Konservierungsmittel und ist frei von Farb- und Duftstoffen.
- LOYON® kann auch bei Schwangeren, Säuglingen oder Patientinnen und Patienten mit eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion unbedenklich und mehrmalig angewendet werden, da es nicht in den körpereigenen Stoffwechsel eingreift.
- LOYON® ist besonders schonend zu Ihrer Haut und hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl. Es klebt nicht auf der Haut, ist geruchlos und hinterlässt keine Rückstände. Durch die flüssige Konsistenz kann man es auch leicht auf der Kopfhaut auftragen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.loyon-schuppen.de

LOYON® erhalten Sie rezeptfrei in Ihrer Apotheke. Wir wünschen Ihnen gute Besserung!

LOYON® – Zur schonenden Entfernung von Schuppen und Krusten mit dem innovativen Wirkprinzip.

 G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Straße 11, 25551 Hohenlockstedt
Deutschland

Internet: www.pohl-boskamp.de
E-Mail: Info@pohl-boskamp.de
Telefon: 04826 59-0, Telefax: 04826 59-109

POHL BOSKAMP 

Stand der Information: 2025-08



0482



Chargenbezeichnung



Gebrauchsanweisung beachten!



25 °C

Unter 25 °C lagern!



Hersteller



verwendbar bis



Medizinprodukt



Eindeutige
Produktidentifizierung

12015/5

