

# Holthaus Medical

## Zusammensetzung • Ingredients

Aqua, Alcohol, Propylenglycol, Glycerol, Polyethylenglycol-monodecylether, Formic acid, PVP, 2-isopropyl-5-methylphenol, viscose



## D Wundreinigungssset



### Produktbeschreibung

Verunreinigungen, welche in die Wunde eindringen, sind die wesentlichen Ursachen für Wundheilungsstörungen. Eine mechanische Entfernung dieser Verunreinigungen unmittelbar nach der Wundentstehung ist daher ein geeignetes Mittel, die Wundheilung zu fördern.

### Anwendung

1. Entnehmen Sie das Tuch der Verpackung und falten dieses auf.

2. Sprühen Sie das Fluid auf das Tuch, bis eine gute Befeuchtung erreicht ist.

*Hinweis:* Nutzen Sie vorzugsweise zu viel Fluid, um eine bessere Entfernung von Verunreinigungen in der Wunde zu erhalten.

3. Reinigen Sie die Wunde vorsichtig äußerlich (beispielsweise durch Tupf- oder Streichbewegungen von der Wunde weg).

*Hinweis:* Sprühen Sie das Fluid nicht direkt auf die Wunde.



### Hinweise

Das Produkt nur zur Erstversorgung von oberflächlichen Wunden anwenden. Sollte die Tiefe der Wunde nicht einsehbar sein, die Wunde stark verunreinigt sein oder stark bluten, suchen Sie einen Arzt auf.

Das Fluid darf nicht direkt auf die Wunde aufgetragen werden. Nutzen Sie das Fluid nur in Kombination mit dem beigelegten Tuch.

Überprüfen Sie Ihren Tetanusimpfstatus, da durch jede Wunde die Gefahr einer Tetanusinfektion besteht. Bei Zweifeln kontaktieren Sie Ihren Arzt.

Sollte die Wunde nicht abheilen und beispielsweise Entzündungszeichen (z. B. Rötung) zeigen, kontaktieren Sie Ihren Arzt – das Produkt ist nicht für die regelmäßige Wundpflege während des Heilungsprozesses geeignet.

Das Produkt ist nur für einmalige Benutzung geeignet. Das Tuch nach der Benutzung ordnungsgemäß entsorgen und nicht wiederverwenden.

Sollte die Verpackung des Produkts beschädigt sein, das Produkt nicht benutzen.

Derzeitige Erfahrungen mit schwangeren und stillenden Frauen deuten nicht auf eine Gefährdung durch das Produkt hin. Eine Anreicherung der Inhaltsstoffe in die Muttermilch ist unwahrscheinlich, da durch die kurze Kontaktdauer mit dem Wundreinigungstuch keine ganzheitliche Verteilung im Körper besteht.

### Gegenanzeigen

Nicht am Auge anwenden. Bei Säuglingen und Kleinkindern unter drei Jahren vorsichtshalber nicht anwenden, ebenso bei Personen, die eine nachgewiesene Allergie (Kontaktsensibilisierung) gegen eine der oben genannten Inhaltsstoffe haben.

### Aufbewahrung

Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Produkt nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

## GB Wound Cleansing Set

### Product description

Contaminations, which enter the wound, are the main reason of wound healing problems. Mechanical removal of these contaminations immediately after injury is therefore a suitable means to promote wound healing.

### Application

1. Remove the wipe from the packaging and unfold it.

2. Spray the fluid onto the wipe until it is well moistened.

*Note:* Preferably use too much fluid to achieve a better removal of contaminants in the wound.

3. Carefully clean the wound superficially (for example, by dabbing or wiping away from the wound).

*Note:* Do not spray the fluid directly onto the wound.



### Notes

Use the product only for the initial treatment of superficial wounds. If the depth of the wound is cannot be determined, the wound is heavily contaminated, or bleeding profusely, consult a physician.

Do not apply the fluid directly to the wound. Use the fluid only in combination with the enclosed wipe. Check your tetanus vaccination status, as there is a risk of tetanus infection from any wound. If in doubt, contact your physician.

If the wound does not heal and, for instance, shows signs of inflammation (e. g. redness), contact your physician – the product is not suitable for regular wound care during the healing process.

The product is suitable for single use only. Properly dispose of the wipe after use and do not reuse it. If the packaging of the product is damaged, do not use the product.

Current experiences with pregnant and nursing women using this product do not indicate a hazard. Accumulation of the fluid in breast milk is unlikely, as there is no distribution in the body due to the short contact time with the wound cleansing wipe.

### Contraindications

Do not use on the eye. As a precaution, do not use on babies and infants under three years of age, likewise not on persons who have a proven allergy (contact sensitization) against one of the ingredients specified above.

### Storage

Keep product out of reach of children. Do not use the product after the expiration date.